




EXCELLENT SHOWERSYSTEM



EASY CLEAN



"LE TROPHÉE AUTONOMIC 2002"
awarded on the 13th of June 2002
to EXCELLENT SYSTEMS A/S



Awarded for best
new product in the
UK 2002 - 2003

Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen



www.excellent-shower.com

EXCELLENT SHOWERSYSTEM®

Les cabines de douche et les fauteuils douche ne font pas bon ménage. Grâce à l'Excellent Shower System cela devient possible.



Regardez les photos pour vous convaincre que l'Excellent Shower System peut être installé dans la plupart des cabines de douches. Le système facilite l'accès, tant à l'utilisateur qu'à l'accompagnant.



La solution à long terme passe assurément par l'élimination des obstacles, en transformant complètement la salle de bain. Toutefois c'est une solution très chère et n'est pas disponible rapidement. Si il existe des vellétés de changements d'appartement/maison, dans les prochains mois ou années, l'investissement sera perdu. Lorsque vous habitez dans une maison/- appartement loué, vous devez rendre ceux-ci dans l'état d'origine, ce qui occasionne encore une fois des coûts considérables.

C'est une des raisons qui font de l'Excellent Shower System une bonne solution pour la résolution des problèmes d'accès. De plus il peut être installé facilement et en quelques heures seulement.

Si le fond de votre douche est concave, remplissez le simplement avec les plaques Excellent System. Les différences d'hauteur peuvent être comblées aisément avec des éléments rampes.


Dans le cas d'une entrée de douche surélevée, remplissez le fond de la douche avec les plaques Excellent System. Ensuite assemblez une rampe à l'extérieur de la cabine. Dans les petites salles de bain les rampes ne sont pas toujours fonctionnelles. Dans ce cas il peut être judicieux de remplir toute la surface de la salle de bain avec les plaques Excellent System. De cette façon vous évitez d'encombrer toute la salle de bain avec un plan incliné.

Nettoyage de l'Excellent Shower System

Les plaques Excellent System sont fabriqués avec un matériau conforme aux normes alimentaires (Polyéthylène). Ce matériel étant non poreux, les bactéries ne sont pas absorbées et n'y adhèrent pas. Le nettoyage quotidien peut se faire avec les détergents habituels.

En outre nous vous recommandons de défaire les plaques/rampes plusieurs fois par année afin d'en rincer le verso. Pour un nettoyage à fond, il est également possible de placer les plaques démontées dans le lave-vaisselle. De cette façon les plaques seront lavées et désinfectées en même temps.

Le système peut également être autoclavé (+130°C).



ASCIER S.A.S
13 Bd Robert Thiboust - BP 11 - SERRIS
77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 04
Tél : 01 60 43 61 10 - Fax : 01 60 43 61 19
info@ascier.fr www.ascier.fr ou www.rampes.fr